

いにしえより伝わる **銀** の 除菌、抗菌、消臭力

A + **g** guard
All guard

肌にやさしい ノンアルコール

All guard plus⁺

オールガードプラス・Powder

～ NEWスタイル除菌剤 水溶性粉末体銀イオン～



NEWボトル

TEAG-PWD80
(NET : 80 g)



A6 サイズ

TEAG-PWD20
(NET : 20 g)

※ 容器の形状が変わる場合があります。

※ 直射日光、高温の場所をさけて保管して下さい。

除菌

抗菌

感染症対策
ウイルス対策

消臭

防カビ


650種類以上の菌やウイルスを死滅・不活化

アリゾナ大学において、銀の殺菌効果を評価テストした結果、ほとんどの病原菌に対して殺菌効果があることが証明されました。

～ アリゾナ大学「銀イオンの抗菌抗ウイルスレポート」より～

アンモニア (NH₃) 臭気 消臭実験
高精度臭気測定器によるNH₃濃度検査

	開始時	10分後	30分後
① 放置	117ppm	86.3ppm	68.5ppm
② 銀イオン蒸気を注入	123ppm	81.5ppm	0.8ppm
③ 水道水蒸気を注入	115ppm	131ppm	50.2ppm



厚生労働省認可指定登録機関による
「殺菌効力試験」の検査結果

下記の菌種の菌液を接種し 30分後 菌数を計測

大腸菌 : 6.6×10^5 CFU/mL \Rightarrow < 1 CFU/mL
黄色ブドウ球菌 : 1.1×10^5 CFU/mL \Rightarrow < 1 CFU/mL
O-157 : 3.3×10^5 CFU/mL \Rightarrow < 1 CFU/mL

試験項目及び試験結果		
<i>Escherichia coli</i> (大腸菌) CFU/mL	<i>Staphylococcus aureus</i> (黄色ブドウ球菌) CFU/mL	<i>Escherichia coli</i> O-157 (O-157) CFU/mL
<1	<1	<1

試験検査成績書

試験検査成績書

株式会社 衛生検査センター

試験項目: 殺菌効力試験

試験結果: 合格

試験日時: 2023年10月10日

試験場所: 衛生検査センター


試験者: 衛生検査センター

試験内容: 大腸菌、黄色ブドウ球菌、O-157の殺菌効力試験


試験結果: 大腸菌、黄色ブドウ球菌、O-157の菌数はすべて検出されず、殺菌効力は合格と判定されました。

場所を選ばず 除菌、抗菌、消臭

スプレーボトル使用方法



本品を水 300ml ~ 400ml のスプレーボトルに 付属の計量スプーン 小 1杯 (約 0.25cc) を溶かしご使用下さい。





※ 300ml ~ 400ml のスプレーボトルが
TEAG-PWD80
1個で約 480本分!

TEAG-PWD20
1袋で約 120本分!

加湿器での使用方法

本品を水 1Lに 付属の計量スプーン(小)で 1杯~2杯を溶かし超音波加湿器でご使用下さい。



例) 1日 2L 加湿した場合
※ 付属スプーン(小) 1杯の時

TEAG-PWD80
1個で約 8ヶ月分!

TEAG-PWD20
1個で約 2ヶ月分!

※ 加熱式やハイブリッドの加湿器には使用しないで下さい。

All guard plus⁺

オールガードプラス・Powder

~ NEWスタイル除菌剤 水溶性粉末体銀イオン ~

■ 安心、安全の **日本製**



■ 最高の **コストパフォーマンス**




■ 粉末体だから
長期保存が可能
防災備蓄品や
避難所装備品に



■ **消臭力** に自信



■ 加湿器で **室内除菌、消臭**



■ **無臭、無刺激** だから広範囲で利用




超音波加湿器で店舗、厨房、施設などの 感染症対策、衛生管理、消臭



閉店後に加湿器で 除菌、抗菌、消臭



介護施設や宿泊施設などで 除菌、抗菌、消臭



発売元：株式会社 寺 野

〒560-0056 大阪府豊中市宮山町 4-24-10

TEL: 06-6868-9429

<https://terano.jp>

問い合わせ先